

Бандаж фиксирующий по линии груди Белпа-мед

РЗН 2017/6605

бандаж, послеоперационный, материал хлопок / латекс / полиэфир, застежка контакт, цвет белый, разъемный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	послеоперационный
Материал	хлопок / латекс / полиэфир
Фиксация	застежка контакт
Цвет	белый
Разъемный	Да

Дополнительные характеристики

Боковые панели и застежка изготовлены из нерастяжимого хлопкового материала, в области спины имеется эластичная вставка. Такая конструкция не препятствует дыханию и не травмирует область послеоперационной раны. Обладает высокой гигроскопичностью и не вызывает аллергических реакций.