

Бандаж набедренный TL усиливающий, эластичный ORTEX 011E

ФСЗ 2010/08004

бандаж, для позвоночника, цвет черный

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для позвоночника
Цвет	черный

Дополнительные характеристики

Показания: Более поднятый вариант набедренного бандажа с дополнительной тягой TL показан при дегенеративных заболеваний как в области поясничного отдела позвоночника, так и в области перехода грудного и поясничного отделов позвоночника. Набедренный пояс (бандаж) используется для поддержки паравертебральных мышц при нормальной и увеличенной нагрузке, предотвращает появление болей и прогрессирования дегенеративных заболеваний позвоночника. Другое использование набедренного бандажа TL- после операции хронических дегенеративных заболеваний с выпавшими межпозванковыми дисками и корневым раздражением, а также при долечивании травм поясничного отдела позвоночника.

Область применения: травматология, хирургия и нейрохирургия, ортопедия и реабилитация.