

Бандаж поддержки руки ORTEX 023

ФСЗ 2010/08002

ортез, для верхних конечностей, фиксация ремень с текстильной застежкой

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	полиэфир / трикотажное полотно

Дополнительные характеристики

Показания: для иммобилизации при легких деформациях плечевого сустава и плеча, также при долечивании травм и заболеваний предплечья и локтевого сустава, руки и предплечья. Фиксация снижает болезненность, делает возможным подходящий диапазон движений.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: Речь идет о простом бандаже поддержки руки по типу "косынка", в котором предплечие уложено в мягкую "косынку" со свободным запястьем. Фиксация дает возможность основных движений в плечевом, локтевом и запястном суставах. В основе изделия - сэндвичевый текстильный материал с махровым трикотажем внутри, сшитый в форме "косынки".

Ортез используется в качестве дополнения при лечении травм верхних конечностей. Использование повязки приводит к снятию нагрузки с травмированной верхней конечности, обеспечивая покой в зоне повреждения.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: Внутренняя текстильная часть изготовлена из 100% хлопкового трикотажа, наружная – сложный полиэфир.

Советы по уходу: бережная ручная стирка при +40° C без отжима. Изделия с текстильными застежками нужно стирать застегнутыми.

Ортез является универсальным для правой и для левой руки.