

Бинт эластичный самоскрепляющийся Coban 3M 4.5 м

ФСЗ 2009/04989

эластичный, бежевый / красный / синий, ширина 2.5 / 5 / 7.5 / 10 / 15 см, длина 4.5 м

3M Deutschland GmbH, Германия



Характеристики

Тип	эластичный
Цвет	бежевый / красный / синий
Ширина	2.5 / 5 / 7.5 / 10 / 15 см
Длина	4.5 м

Дополнительные характеристики

Бинт эластичный самоскрепляющийся Coban 3M - легко самоскрепляется простым регулированием давления на место фиксации без использования дополнительных средств.

При ношении повязки слои не смещаются друг относительно друга, минимизируя необходимость повторного наложения.

Легкий в использовании бинт Coban состоит из пористого дышащего материала, комфортного для пациента. Можно фиксировать первичные повязки.

Нестерильный, содержит латекс.

Обеспечивает фиксацию повязок и устройств при растяжениях.

Может быть использован для защитных перевязок и контроля отеков, а также для частичной иммобилизации.

При необходимости обеспечивает надежную фиксацию и компрессию без смещения и скручивания туров бинта, без склеивания слоев, без прилипания к коже, волосам, одежде.

Самоскрепляющийся эластичный бинт, обеспечивающий надежную компрессию в течение длительного времени.