

Бинт Мартенса для фиксации шин и повязок

ФСЗ 2008/01231

универсальный, разъемный, размеры 3500 (5000) × 55 × 0.8 мм

Киевгума ООО, Украина



Характеристики

Назначение	универсальный
Разъемный	Да
Размеры	3500 (5000) × 55 × 0.8 мм

Дополнительные характеристики

предназначен для фиксации шин и повязок в травматологии: медицинских учреждениях, в военно-полевых условиях, в быту и ветеринарии.

Стойкий к 5-кратной дезинфекции.

Упаковка: - индивидуальная: полимерный пакет; - групповая: (полимерные мешки) 3.5 м - 250 шт. / 5 м - 150 шт.