

Бинт медицинский фиксирующий Лента тканый 10 м

ФСЗ 2009/04272

хлопок, неосыпающиеся края, ширина 50 мм / 70 мм / 100 мм / 120 мм / 140 мм / 160 мм, длина 10 м, нестерильный

Лента ОАО, Беларусь



Характеристики

Материал	хлопок
Неосыпающиеся края	Да
Ширина	50 мм / 70 мм / 100 мм / 120 мм / 140 мм / 160 мм
Длина	10 м
Нестерильный	Да

Дополнительные характеристики

Бинт медицинский фиксирующий с неосыпающимися краями тканый 10 м.

Длина: 10 м
Ширина: 5 / 7 / 10 / 12 / 14 / 16 см
Состав: хлопок 100%

Преимущества:
- неосыпающийся, заработанный край, который позволяет исключить попадание концов нитей в рану, ускорить процесс перевязки за счет легкости сматывания бинта с рулона, а также придать более эстетичный вид повязке
- экономичен за счет возможности использования на различных участках тела бинтов необходимой ширины

Применение: для фиксации раневых повязок всех видов.