

Бинт медицинский фиксирующий Лента вязаный 7 м

ФСЗ 2009/04272

хлопок / полиэфир, неосыпающиеся края, ширина 50 мм / 70 мм / 100 мм / 120 мм / 140 мм / 160 мм, длина 7 м, нестерильный

Лента ОАО, Беларусь



Характеристики

Материал	хлопок / полиэфир
Неосыпающиеся края	Да
Ширина	50 мм / 70 мм / 100 мм / 120 мм / 140 мм / 160 мм
Длина	7 м
Нестерильный	Да

Дополнительные характеристики

Бинт медицинский фиксирующий с неосыпающимися краями вязаный (полиэфир+хлопок) 7 м.

Длина: 7 м
Ширина: 5 / 7 / 10 / 12 / 14 / 16 см
Состав: полиэфир+хлопок.

Преимущества:
- заработанный край, который позволяет исключить попадание концов нитей в рану;
- обладает высокими впитывающими свойствами.