

Бинт медицинский фиксирующий Белпа-мед тканый 140 мм 7 м

ФСЗ 2011/11120

хлопок, ширина 140 мм, длина 7 м, нестерильный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Материал	хлопок
Ширина	140 мм
Длина	7 м
Нестерильный	Да

Дополнительные характеристики

Изготовлен из 100%-го хлопка высшего качества и отбелен в соответствии с требованиями медицинской практики (без хлора). Края имеют обработанную (не резаную) кромку и не осыпаются при использовании, что исключает попадание ворсинок и остатков нитей в рану, сокращает время перевязки и придает повязкам эстетичный вид. Высокая поверхностная плотность бинта обеспечивает хороший механический барьер и увеличивает адсорбирующие свойства повязки. Воздухопроницаем, не вызывает аллергической реакции, устойчив к стерилизации. Плотная смотка бинта в рулон облегчает наложение повязок.