

Биохимический анализатор AMS LIASYS

РЗН 2013/1261

автоматический, настольный, система открытая, 200 тестов в час, длина волны 340, 380, 405, 492, 510, 546, 578, 620 нм

AMS Srl, Италия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	200 тестов в час
Длина волны	340, 380, 405, 492, 510, 546, 578, 620 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	моча / плазма / сыворотка
Объем пробы	2-99 мкл

Функции

Принтер	Да
---------	----

Габариты

Размер	1000×420×650 мм
Вес	54 кг

Описание

Настольный полностью автоматический открытый анализатор Liasys с произвольным доступом и непрерывной загрузкой проб. Анализатор для повседневного проведения биохимических и турбидиметрических анализов в малых и средних лабораториях. Анализатор осуществляет первичный аспирационный забор образца, определяет уровень анализируемой жидкости в кюветах, идентификацию образцов. Опционально комплектуется ионоселективным (ISE) модулем.

Не требует подключения к системам очистки воды и к канализации. Программное обеспечение анализатора на базе Windows 98 позволяет с высокой степенью эффективности осуществлять решение самых различных задач в области биохимической диагностики и клинической химии. Управление двумя самостоятельными приборами возможно с одного компьютера. Это значительно повышает универсальность и гибкость аналитической системы. **Анализатор Liasys оборудован не требующим специального обслуживания разбавителем (диллютором) для осуществления пробоподготовки** в точном соответствии с методикой проведения анализа. **После анализа все реакционные кюветы автоматически промываются, ополаскиваются и высушиваются.**