

Биохимический анализатор AMS Vegasys

ФСЗ 2008/01716

автоматический, настольный, система открытая, 200 тестов в час, длина волны 340; 405; 492; 510; 546; 578; 620 нм

AMS Srl, Италия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	200 тестов в час
Длина волны	340; 405; 492; 510; 546; 578; 620 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / моча / плазма / сыворотка
Количество позиций для проб	40 шт.
Объем пробы	3-99 мкл

Функции

Принтер	Да
---------	----

Габариты

Размер	320×450×500 мм
Вес	22 кг

Описание

Автоматический анализатор Vegasys предназначен для выполнения биохимических анализов и турбидиметрических измерений. Анализатор может размещаться на обычном лабораторном столе, при этом не отнимая много рабочего пространства лаборатории. Простая конструкция с высококлассной электроникой и небольшим количеством движущихся частей делают этот прибор незаменимым надежным помощником в

выполнении рутинных каждодневных анализов.