

Биохимический анализатор Analyticon BIOLYZER 300

ФСЗ 2012/11889

автоматический, настольный, система закрытая, 270 тестов в час, длина волны от 340 до 800 нм, образцов 50 шт., считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

Analyticon Biotechnologies AG, Германия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	закрытая
Производительность	270 тестов в час
Характеристика производительности	до 404 тестов в час с ISE
Произвольный доступ	Да
Методы измерения	кинетика / конечная точка
Длина волны	от 340 до 800 нм

Образцы и пробы

Количество образцов	50 шт.
Объем пробы	-40 мкл

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ЛИС	Да

Габариты

Размер	600×550×450 мм
--------	----------------

Описание

Автоматический биохимический анализатор Biolyzer - точный, надежный, простой в использовании благодаря интуитивно понятному интерфейсу, прибор легко встроится в любую лабораторию. Встроенный сканер штрих-кодов для реагентов и образцов ускоряет работу и увеличивает производительность, а также снижает риск влияния человеческого фактора. В любой момент можно поставить срочную пробу и получить результаты за минимальный период времени. Сыворотки автоматически проверяются на гемолиз, иктеричность и липемию, что дает гарантию получения достоверных результатов.