

Биохимический анализатор Caretium Dixon NB-201

ФСЗ 2010/07584

полуавтоматический, настольный, система открытая,
5 тестов в час, длина волны 340, 405, 492, 510, 546,
578, 630 нм

Caretium Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	5 тестов в час
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 нм

Образцы и пробы

Объем пробы	-32 мкл
-------------	---------

Функции

Дисплей	5.7” ЖК-дисплей
Принтер	Да
Подключение к ПК	Да

Габариты

Размер	420×380×170 мм
Вес	8.5 кг

Описание

Анализатор NB-201 выпускает Caretium Medical под брендом Dixon.

Особенности:

- кварцевая галогенная лампа 12 В, 20 Вт;
- температура 25, 30, 37°C;
- ферментативный метод определения уровня триглицеридов в крови;
- турбидиметрия.