

Биохимический анализатор Dixon Торус 1200

ФСР 2007/00674

полуавтоматический, настольный, система открытая,
50 тестов в час, длина волны 340, 405, 492, 510, 546,
578, 630 + 1 дополнительный фильтр нм

DIXION, Россия



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	50 тестов в час
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время
Параметры исследования	ферменты, субстраты, электролиты, имунотурбидиметрия.
Длина волны	340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 + 1 дополнительный фильтр нм
Калибровка	мультиточечная

Функции

Дисплей	5.7" цветной Touch screen
---------	---------------------------

Габариты

Размер	420×380×170 мм
Вес	8 кг