

Биохимический анализатор Dixon Торус 1220

ФСР 2007/00674

автоматический, настольный, система открытая, 200 тестов в час, экспресс-анализатор, длина волны 340, 405, 450, 505, 550, 590, 650, 700, 750 нм

DIXION, Россия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	200 тестов в час
Экспресс-анализатор	Да
Произвольный доступ	Да
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время
Параметры исследования	
Длина волны	340, 405, 450, 505, 550, 590, 650, 700, 750 нм

Образцы и пробы

Количество позиций для проб	48 шт.
Объем пробы	2-100 мкл

Габариты

Размер	850×580×470 мм
Вес	46 кг

Описание

Автоматический настольный биохимический анализатор Torus 1220 предназначен для малых и средних лабораторий, выполняющих исследования в области клинической биохимии.

Характеристики:

- автоматическая очистка пробозаборника;
- автоматическое определение конфликтных ситуаций;
- перемешивающее устройство в пробозаборнике;
- непрерывная загрузка;
- автоматическое разведение пробы;
- низкое потребление воды;
- источник света: галогеновая лампа 6 В, 20 Вт.