

Биохимический анализатор Dixon Торус 1230

ФСР 2007/00674

автоматический, настольный, система открытая, 230 тестов в час, длина волны 340, 405, 450, 505, 550, 590, 650, 700, 750 нм

DIXION, Россия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	230 тестов в час
Произвольный доступ	Да
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время
Параметры исследования	
Длина волны	340, 405, 450, 505, 550, 590, 650, 700, 750 нм
Калибровка	мультиточечная

Образцы и пробы

Количество позиций для проб	48 шт.
Объем пробы	2-100 мкл

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
------------------------------	----

Габариты

Размер	850×580×470 мм
Вес	59 кг

Описание

Автоматический настольный биохимический анализатор Torgus 1230 предназначен для малых и средних лабораторий, выполняющих исследования в области клинической биохимии.