

Биохимический анализатор ELITechGroup Selectra ProM

ФСЗ 2011/10033

автоматический, настольный, система открытая, 180 тестов в час, длина волны 340, 405, 505, 546, 578, 620, 660, 700 нм

ELITechGroup Inc., Нидерланды



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	180 тестов в час
Произвольный доступ	Да
Методы измерения	кинетика / двухточечная кинетика / конечная точка
Длина волны	340, 405, 505, 546, 578, 620, 660, 700 нм

Габариты

Размер	1220×750×610 мм
Вес	95 кг

Описание

Автоматический биохимический анализатор Selectra ProM с открытой системой свободного доступа (Random Access) позволяет проводить исследования: по пациентам, по профилям или по тестам.

Характеристики:

- одновременная загрузка: до 50 образцов пациентов;
- 32 позиции для реагентов с охлаждением;
- 48 кювет в многоразовом сменном реакционном роторе4
- стандартный реакционный объем 220 мкл;
- отдельные роторы для реагентов и образцов;
- встроенная моющая станция;
- возможность автоматического разведения образцов на борту анализатора;
- встроенная программа контроля качества;
- не требует подключения к системе водоподготовки и канализации;
- специфические тесты: Гептоглобин, Орезомукоид, Препальбумин.