

Биохимический анализатор ELITechGroup Selectra ProXs

ФСЗ 2011/10033

автоматический, настольный, система открытая, 75 тестов в час, длина волны 340, 405, 505, 546, 578, 620, 660 нм

ELITechGroup Inc., Нидерланды



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	75 тестов в час
Методы измерения	кинетика / двухточечная кинетика / конечная точка
Длина волны	340, 405, 505, 546, 578, 620, 660 нм

Образцы и пробы

Количество позиций для проб	25 шт.
Объем пробы	-30 мкл

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Принтер	Да

Габариты

Размер	890×580×600 мм
Вес	67 кг

Описание

Автоматический биохимический анализатор Selectra ProXs является идеальным решением для небольшой лаборатории.

