

Биохимический анализатор EMP-168

ФСЗ 2009/04228

полуавтоматический, настольный, система открытая,
60 тестов в час, длина волны 340, 405, 505, 546, 578,
620, 670 и свободный фильтр нм

Shenzhen Emperor Electronic Technology Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	60 тестов в час
Методы измерения	кинетика / конечная точка
Длина волны	340, 405, 505, 546, 578, 620, 670 и свободный фильтр нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / моча / плазма / сыворотка
---------------------------	-----------------------------------

Функции

Дисплей	7" TFT
Принтер	Да

Габариты

Размер	420×310×152 мм
Вес	7 кг

Описание

Универсальный биохимический полуавтоматический анализатор EMP-168 используется для средней и небольшой лаборатории.

Особенности:

- источник света: кварцево-галогенная лампа 6В/10Вт;
- автоматическая проверка анализатора при включении прибора;
- автоматическая защита лампы анализатора;
- отображение в реальном времени кривых оптической плотности и температуры;
- возможность перепрограммирования прибора под любые нужды;
- 200 запрограммированных методик анализа;
- до 100000 результатов и проб по пациентам и по методикам, с возможностью распечатки.