

Биохимический анализатор Эйлитон ЮНИЛАБ 200

РЗН 2016/4346

автоматический, настольный, система открытая, 200
тестов в час, длина волны 340 - 700 нм

Эйлитон ООО, Россия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	200 тестов в час
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время
Параметры исследования	
Длина волны	340 - 700 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / моча / плазма / спинномозговая жидкость / сыворотка
Количество позиций для проб	44 шт.
Объем пробы	3-50 мкл

Функции

Дисплей	ЖК 17"
Принтер	Да

Габариты

Размер	340×380×180 мм
--------	----------------

Описание

Автоматические биохимические анализаторы Юнилаб 200 предназначен для лабораторий, выполняющих биохимические исследования, с потоком 400-800 тестов в день.

Характеристики:

- возможность выполнения биохимических исследований;
- возможность срочного исследования проб;
- объем дозирования проб от 3 мкл до 50 мкл с шагом не более 1 мкл;
- объем дозирования реагентов от 20 мкл до 400 мкл с шагом не более 1 мкл;
- автоматическое определение уровня жидкости реагентов и пробы;
- автоматический учет расхода реагентов и количества тестов;
- температурный контроль реакционного отсека.