

Биохимический анализатор Furuno CA-800

ФСЗ 2008/03513

автоматический, напольный, система закрытая, 800 тестов в час, длина волны 340, 380, 415, 450, 478, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750, 800 нм, образцов 104 шт., считывание штрих-кода

Furuno Electric Co. Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	закрытая
Производительность	800 тестов в час
Характеристика производительности	1200 тестов в час (общая химия + измерения ISE)
Методы измерения	конечная точка
Длина волны	340, 380, 415, 450, 478, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750, 800 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / моча / плазма / сыворотка
Количество образцов	104 шт.
Объем пробы	0.5-25 мкл

Реагенты и комплектующие

Реагенты	Используются реагенты ДиаС (Россия–Германия) и DiaSys (Германия) в штрих-кодированных системных флаконах.
----------	---

Функции

Считывание штрих-кода	Да
-----------------------	----

Габариты

Размер	1300×850×1150 мм
Вес	300 кг

Описание

Автоматический биохимический анализатор Furuno CA-800 предназначен для проведения анализов (ферменты, убстраты, липида, электролиты) сыворотки, плазмы крови, цельной крови, мочи, спинномозговой жидкости, форменных элементов крови, а также для имунотурбидиметрического анализа специфических белков. Имеет функцию для измерения гликозилированного гемоглобина с автоматической пробоподготовкой на борту прибора, включающей гемолиз образца цельной крови. Подходит для использования в средних лабораториях, а так же способен значительно увеличить производительность крупных лабораторий, в том числе сетевых и централизованных.