

Биохимический анализатор Genrui GS480A

РЗН 2020/10855

автоматический, напольный, система открытая, 400 тестов в час, длина волны 340, 380, 412, 450, 510, 546, 570, 605, 670, 700, 740, 800, 850 нм, считывание штрих-кода



Genrui Biotech Inc., Китай

Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	открытая
Производительность	400 тестов в час
Произвольный доступ	Да
Методы измерения	конечная точка
Параметры исследования	
Длина волны	340, 380, 412, 450, 510, 546, 570, 605, 670, 700, 740, 800, 850 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	моча / плазма / сыворотка
Объем пробы	2-60 мкл

Функции

Считывание штрих-кода	Да
-----------------------	----

Габариты

Размер	1010×810×1120 мм
Вес	210 кг

Описание

GS480 - напольный, биохимический анализатор произвольного доступа с постоянной производительностью 400 тестов в час.

Технические характеристики:

- методы анализа: конечной точки, двухточечный метод, кинетический метод, поддержка двойного реагента и двухволновый анализ;
- принцип: колориметрический, турбидиметрический;
- произвольный доступ: Random access, STAT;
- реакционный диск: 120 пластмассовых кювет;
- диск образцов: 105 позиций;
- диск реагентов: 90 позиций;
- зонд для образцов и реагентов;
- режим использования кювет: одноразовые пластиковые кюветы, автоматическая очистка, утилизация;
- калибровка: одноточечная, двухточечная, многоточечная, Logit-4P, Logit-5P, Exponential-5P, Polynomial-5P, Spline;
- потребление воды: 15 л/ч;
- объем реагента: 20 – 500 мкл;
- моющая станция: 9-ступенчатая.