

Биохимический анализатор HORIBA PENTRA C400

ФСЗ 2010/07857

автоматический, настольный, система закрытая, 300 тестов в час, длина волны 340-700 нм, считывание штрих-кода

HORIBA ABX SAS, Франция



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	закрытая
Производительность	300 тестов в час
Характеристика производительности	до 420 тестов в час с ISE
Методы измерения	кинетика / конечная точка
Длина волны	340-700 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	моча / плазма / спинномозговая жидкость / сыворотка
Количество позиций для проб	60 шт.
Объем пробы	2-380 мкл

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да

Габариты

Размер	1000×650×570 мм
Вес	120 кг

Описание

Автоматический биохимический анализатор HORIBA ABX Pentra C400 - предназначен для проведения биохимических исследований в лабораториях с малой и средней проходимостью.