

Биохимический анализатор HOSPITEX DIAGNOSTICS EOS BRAVO v.100

РЗН 2014/1666

автоматический, настольный, система открытая, 150 тестов в час, подключение к ЛИС

ХОСПИТЕКС ДИАГНОСТИКС ООО, Россия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	150 тестов в час
Произвольный доступ	Да
Калибровка	мультиточечная

Функции

Дисплей	сенсорный
Подключение к ЛИС	Да

Габариты

Размер	550×420×380 мм
Вес	23 кг

Описание

Автоматический компактный биохимический анализатор ЭОС БРАВО v.100:

- система с произвольным доступом (Random Access) и с возможностью выполнения срочных анализов;
- минимальный реакционный объем 150 мкл;
- моющая станция с 7-ми ступенчатой промывкой многоцветных реакционных кювет;
- удобное программное обеспечение на русском языке;
- современный ПК с Windows;
- возможность использовать рабочую станцию как обычный ПК для работы с приложениями Windows (Word, Excel и др.);

- ультракомпактный дизайн, небольшие габариты и вес дают возможность размещения даже в самой небольшой лаборатории;
- большой сенсорный дисплей для удобства управлением прибором;
- меню на русском языке;
- загрузка до 800 тестов за смену.