

Биохимический анализатор HOSPITEX DIAGNOSTICS EOS BRAVO v.200

РЗН 2014/1666

автоматический, напольный, система открытая, 200 тестов в час, длина волны 340, 405, 450, 492, 510, 546, 578, 630, 700, 800 нм, подключение к ЛИС

ХОСПИТЕКС ДИАГНОСТИКС ООО, Россия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	открытая
Производительность	200 тестов в час
Произвольный доступ	Да
Длина волны	340, 405, 450, 492, 510, 546, 578, 630, 700, 800 нм
Калибровка	мультиточечная

Образцы и пробы

Количество позиций для проб	71 шт.
-----------------------------	--------

Функции

Подключение к ЛИС	Да
-------------------	----

Габариты

Размер	900×800×1100 мм
Вес	160 кг

Описание

Автоматический компактный биохимический анализатор ЭОС БРАВО v.200:
- система с произвольным доступом (Random Access) и с возможностью выполнения срочных анализов;

- минимальный реакционный объем 180 мкл;
- моющая станция с 8-ми ступенчатой промывкой многоразовых реакционных кювет;
- 60 позиций для реагентов + 71 позиция для проб, калибраторов и контролей;
- удобное программное обеспечение на русском языке;
- современный ПК с Windows 8;
- возможность использовать рабочую станцию как обычный ПК для работы с приложениями Windows (Word, Excel и др.);
- ультракомпактный дизайн, небольшие габариты и вес дают возможность размещения даже в самой небольшой лаборатории;
- загрузка до 1000 тестов за смену;
- условия эксплуатации: температура воздуха 15-30 , относительная влажность воздуха 20-90 %.