

Биохимический анализатор HOSPITEX DIAGNOSTICS SCREEN MASTER

ФСР 2012/13344

полуавтоматический, настольный, система открытая,
4 тестов в час, длина волны 340, 405, 505, 546, 578,
630 нм

ХОСПИТЕКС ДИАГНОСТИКС ООО, Россия



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	4 тестов в час
Методы измерения	двухволновые методы / кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340, 405, 505, 546, 578, 630 нм
Калибровка	мультиточечная

Функции

Принтер	Да
---------	----

Габариты

Размер	330x340x180 мм
Вес	8.5 кг

Описание

Полуавтоматический анализатор Скрин Мастер с проточной и стандартной кюветой, применяется при измерениях оптической плотности по методам «двухволновое измерение», «фиксированное время реакции», «конечная точка», «мультистандарт» и «кинетика».

В приборе реализована возможность передачи данных на внешний ПК через стандартный порт RS 232. Имеет автоматические функции: установка нуля и светофильтра, калибровка, включение термостата на заданный режим и т.д. Прибор идеально подходит для небольших лабораторий с объемом до 200 тестов за смену.