

Биохимический анализатор Human HumaLyzer Primus

ФСЗ 2010/07590

полуавтоматический, настольный, система открытая,
500 тестов в час, длина волны 340, 405, 500, 546, 620,
+ две позиции для дополнительных фильтров нм

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica
mbH, Германия



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	500 тестов в час
Характеристика производительности	конечная точка: до 500 тестов в час, кинетика: от 20 до 50 тестов в час
Методы измерения	дифференциальный режим / двухволновые методы / кинетика / двухточечная кинетика / конечная точка
Длина волны	340, 405, 500, 546, 620, + две позиции для дополнительных фильтров нм
Методы расчета	нелинейная калибровка / по стандарту / по фактору

Функции

Принтер	Да
---------	----

Габариты

Размер	360×318×160 мм
Вес	7 кг

Описание

Полуавтоматический биохимический анализатор HumaLyzer Primus применяется в лабораториях для проведения широкого спектра биохимических тестов.

Особенности:

- отчет по тестам, пациентам, контролю качества;
- меню управления полностью на русском языке;
- на 1 тест расходуется около 400 мкл реагента;
- около 60 запрограммированных методик тестирования;
- настольный тип установки;
- маленький вес 7 кг, позволяющий без особых усилий транспортировать анализатор;
- специальное покрытие, обеспечивающее простоту при чистке и дезинфекции;
- возможность измерения в проточной объем 32 мкл и наливной кюветах объемом 1 и 0.5 мл.