

Биохимический анализатор Human Humalyzer 2000

ФСЗ 2012/12400

полуавтоматический, настольный, система открытая,
500 тестов в час, длина волны 340, 405, 505, 545, 580,
630 +2 дополнительных фильтра нм

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica
mbH, Германия



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	500 тестов в час
Методы измерения	дифференциальный режим / двухволновые методы / кинетика / двухточечная кинетика / конечная точка
Длина волны	340, 405, 505, 545, 580, 630 +2 дополнительных фильтра нм
Методы расчета	нелинейная калибровка / по стандарту / по фактору

Функции

Принтер	Да
Подключение к ПК	Да

Габариты

Размер	300×400×150 мм
Вес	10 кг

Описание

Полуавтоматический биохимический анализатор Humalyzer 2000 - позволяет выполнять исследования относительно нелинейной (дифференциальной) зависимости, определять конечную точку и кинетику, в том числе кинетику по стандарту.

Преимущества:

- возможность измерения в проточной и наливной кювете или в пробирке;
- условия контролирования за качеством динамических изменений и фиксация графика распространения реакции;
- электронная фиксация результатов в журнале лаборатории;
- возможность автоматизированного вычисления результатов и их отображение на дисплее анализатора;
- возможность автоматического предпочтения того или иного фильтра;
- регулирование анализатора с учетом от выбранного метода и реагента;
- встроенная память, рассчитанная на 60 различных методов проводимых исследований;
- меню на русском языке отражается на жидкокристаллическом дисплее;
- термостат в комплекте, рассчитанный на 12 методик.