

Биохимический анализатор Human Humalyzer 3000

ФСЗ 2012/12400

полуавтоматический, настольный, система открытая,
500 тестов в час, длина волны 340, 405, 505, 545, 580,
630 +2 дополнительных нм

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica
mbH, Германия



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	500 тестов в час
Методы измерения	дифференциальный режим / двухволновые методы / кинетика / двухточечная кинетика / конечная точка
Длина волны	340, 405, 505, 545, 580, 630 +2 дополнительных нм
Методы расчета	нелинейная калибровка / по стандарту / по фактору

Функции

Дисплей	графический LCD-дисплей
Принтер	Да

Габариты

Размер	430×390×150 мм
Вес	7.5 кг

Описание

Компактный биохимический анализатор - полуавтомат HumaLyzer 3000 предназначен для небольших лабораторий.

Характеристики:

- возможность измерения в проточной и наливной кюветах или в пробирке;

- расход реагента: от 250 до 1000 мкл на измерение;
- термостатирование при 37оС (внешний термостат на 18 пробирок).

Особенности:

- полная русификация;
- память на 120 методик;
- возможность ввода данных с внешней клавиатуры (опция);
- контроль линейности кинетических измерений (в режиме on-line на экране дисплея с выбором линейного участка кинетической кривой);
- возможность работы со встроенным лабораторным журналом.