

Биохимический анализатор Human Humalyzer 3500

ФСЗ 2007/00804

полуавтоматический, настольный, система открытая,
500 тестов в час, длина волны 340, 405, 500, 545, 630,
+ две позиции для дополнительных фильтров нм

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica
mbH, Германия



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	500 тестов в час
Характеристика производительности	конечная точка: до 500 тестов в час, кинетика: от 20 до 50 тестов в час
Методы измерения	дифференциальный режим / двухволновые методы / кинетика / двухточечная кинетика / конечная точка
Длина волны	340, 405, 500, 545, 630, + две позиции для дополнительных фильтров нм
Методы расчета	нелинейная калибровка / по стандарту / по фактору

Функции

Принтер	Да
---------	----

Габариты

Размер	330×340×180 мм
Вес	8.5 кг

Описание

Humalyzer 3500 - полуавтоматический биохимический анализатор с проточной кюветой и встроенным термостатом. Используется в лабораториях для проведения биохимического анализа биологических жидкостей человека. Полученные результаты выводятся на дисплей и встроенный термопринтер. Небольшие размеры

позволяют компактно размещать аппарат на рабочем месте лаборанта. Встроенная программа контроля качества проводит диагностику основных параметров тестирования.