

## Биохимический анализатор I.S.E. MINITECNO

ФСЗ 2012/11808

полуавтоматический, настольный, система закрытая,  
длина волны 340, 405, 505, 546, 578, 630 нм + 2  
свободные позиции нм

I.S.E. S.r.l., Италия



### Характеристики

|                        |                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                    | полуавтоматический                                                                                                    |
| Конфигурация           | настольный                                                                                                            |
| Система                | закрытая                                                                                                              |
| Методы измерения       | бихроматический / кинетика / конечная точка /<br>турбидиметрический анализ / фиксированное время /<br>фотометрический |
| Параметры исследования | Спец. белки. Субстраты. Ферменты. Электролиты.                                                                        |
| Длина волны            | 340, 405, 505, 546, 578, 630 нм + 2 свободные позиции<br>нм                                                           |
| Калибровка             | линейная / нелинейная                                                                                                 |

### Образцы и пробы

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Материал для исследования | кровь / моча / плазма / спинномозговая жидкость /<br>сыворотка |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|

### Функции

|         |             |
|---------|-------------|
| Дисплей | графический |
| Принтер | Да          |

### Габариты

|        |                |
|--------|----------------|
| Размер | 380×250×420 мм |
| Вес    | 11 кг          |

## Описание

---

**Полуавтоматический биохимический анализатор MINITECN** - используется для измерения фотометрическим методом содержания глюкозы и мочевины в биологических жидкостях. Аппарат выполняет анализ биологических жидкостей после предварительной инкубации. Управление прибором осуществляется с помощью интуитивно-понятного программного обеспечения на русском языке.