

Биохимический анализатор Instrumentation Laboratory ILab Taurus

ФСЗ 2012/12577

автоматический, напольный, система закрытая, 500 тестов в час, длина волны 340, 375, 405, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750, 850 нм, считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

Instrumentation Laboratory S.P.A., Италия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	закрытая
Производительность	500 тестов в час
Характеристика производительности	875 тестов в час с ИСБ
Длина волны	340, 375, 405, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750, 850 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / моча / плазма / спинномозговая жидкость / сыворотка
Количество позиций для проб	100 шт.

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ЛИС	Да

Габариты

Размер	1180×936×1040 мм
--------	------------------

Описание

ILab Taurus - автоматический биохимический анализатор для измерений оптической плотности жидких проб при проведении биохимических исследований.

Особенности ILab Taurus:

- встроенные светофильтры с различной длиной волн;
- небольшие габаритные размеры, позволяющие компактно размещать анализатор в помещении лаборатории;
- высокая степень производительности: 500 фотометрических тестов в час, 875 с использованием модуля ISE;
- есть возможность дозагружать реагенты не прерывая основное исследование;
- автоматическая проверка чистоты кювет перед каждым тестированием;
- мониторинг срока годности реагентов и их остаточного объема;
- многоуровневый контроль качества.