

Биохимический анализатор Landwind LW C200i

ФСЗ 2010/07383

полуавтоматический, настольный, система открытая,
225 тестов в час, длина волны 340, 405, 450, 510, 546,
578, 630, 670 нм, образцов 60 шт.

Shenzhen Landwind Industry Co., Китай



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	225 тестов в час
Произвольный доступ	Да
Методы измерения	кинетика / двухточечная кинетика
Длина волны	340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / моча / плазма / спинномозговая жидкость / сыворотка
Количество образцов	60 шт.
Объем пробы	2-30 мкл

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Принтер	Да

Габариты

Размер	1100×680×580 мм
Вес	120 кг

Описание

Автоматический биохимический анализатор с системой реагентов открытого типа LW C200i

обеспечивает производительность до 225 тестов в час. С его помощью возможно определение наличия и концентрации электролитов, субстратов, ферментов, липидов, специфических белков, гормонов, лекарственных препаратов и наркотических веществ в практически любых видах биологического материала: сыворотка, плазма, спинномозговая жидкость, моча.

Особенности:

- режим калибровки: линейный, логит-4P, сплайн, экспоненциальная, полиномная, автоматическое создание подходящих новых кривых;
- возможно предварительное разведение образцов;
- предусмотрена возможность автоматического разведения и повторного тестирования патологических образцов;
- прибор включает в себя запатентованную фотозлектрическую систему;
- свершенный процесс тестирования;
- аппарат обеспечивает низкий уровень шума без пыли и влажности;
- расход воды составляет 1.5 л в час;
- возможен мониторинг всего реакционного процесса в режиме реального времени.