

Биохимический анализатор Mindray BA-88A

РЗН 2016/4123

полуавтоматический, настольный, система открытая,
60 тестов в час, длина волны 340, 405, 492, 510, 546,
578, 630 нм

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	60 тестов в час
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 нм
Калибровка	мультиточечная

Образцы и пробы

Объем пробы	-32 мкл
-------------	---------

Функции

Дисплей	7 " сенсорный ЖК-дисплей
Принтер	Да

Габариты

Размер	420×350×160 мм
Вес	7 кг

Описание

Полуавтоматический биохимический анализатор Mindray BA-88A предназначен для проведения биохимических и турбодиметрических исследований в лабораториях с небольшой проходимостью.