

Биохимический анализатор Mindray BS-120

ФСЗ 2008/01829

автоматический, настольный, система закрытая, 100 тестов в час, длина волны 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 нм, образцов 33 шт.

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	закрытая
Производительность	100 тестов в час
Характеристика производительности	до 300 тестов в час с модулем ISE (K, Na, Cl)
Произвольный доступ	Да
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 нм

Образцы и пробы

Количество образцов	33 шт.
Объем пробы	3-45 мкл
Пробирки	первичные, вторичные и микропробирки

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Принтер	Да
Подключение к ПК	Да

Габариты

Размер	690×570×60 мм
--------	---------------

Вес

75 кг

Описание

Автоматический настольный биохимический анализатор Mindray BS-120 - оптимален для небольших лабораторий (как основной анализатор) и лабораторий средних размеров (как дополнительный или резервный аппарат).

Характеристики:

- рекомендуемая нагрузка: 15 - 35 пробирок в день;
- датчик столкновения: при вертикальном перемещении;
- калибровка: фактор, линейная, нелинейная;
- потребление воды 2.5 л/час;
- интерфейс с ЛИС: одно- и двунаправленный;
- механизм перемешивания: независимая лопастная мешалка;
- фотометрическая система: неподвижные интерференционные фильтры;
- последовательность обработки: произвольный доступ.