

Биохимический анализатор Mindray BS-380

ФСЗ 2009/04669

автоматический, напольный, система закрытая, 300 тестов в час, длина волны 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм, образцов 75 шт., считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	закрытая
Производительность	300 тестов в час
Характеристика производительности	до 450 тестов в час с модулем ISE (K, Na, Cl)
Произвольный доступ	Да
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм

Образцы и пробы

Количество образцов	75 шт.
Объем пробы	2-45 мкл
Пробирки	первичные, вторичные и микропробирки

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ПК	Да
Подключение к ЛИС	Да

Габариты

Размер	990×693×1135 мм
Вес	200 кг

Описание

Автоматический биохимический анализатор Mindray BS-380 - предназначен для проведения биохимических исследований в лабораториях со средней и большой проходимостью.

Характеристики:

- термоконтроль: для кювет и реакционной смеси 37 °С;
- калибровка: линейная, Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, Spline, Exponential 5P, Polynomial 5P, Parabola;
- управление: внешний персональный компьютер с монитором
- потребляемая мощность: 1000 Вт.