

Биохимический анализатор Mindray BS-400

ФСЗ 2007/00883

автоматический, напольный, система закрытая, 400 тестов в час, длина волны 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм, образцов 90 шт.

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	закрытая
Производительность	400 тестов в час
Характеристика производительности	до 640 тестов в час с ISE
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм

Образцы и пробы

Количество образцов	90 шт.
Объем пробы	2-45 мкл
Пробирки	первичные, вторичные и микропробирки

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Принтер	Да

Габариты

Размер	1180×700×1145 мм
Вес	300 кг

Описание

Современным высокоточный автоматический анализатор Mindray BS-400 используется в области исследований клинической биохимии. Система и встроенное программное обеспечение позволяют производить дозагрузку файлов без перезагрузки. При малейших отклонений в работе системы устройство подает сигнал. В этом случае предлагается продолжить работу в автономном режиме. Благодаря интеллектуальному режиму возможно автоматическое составление графиков и диаграмм, которые выводятся на монитор. Калибровка: линейная, Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, Spline, Exponential 5P, Polynomial 5P, Parabola.

Особенности:

- наличие многофункционального реагентного зонда;
- наличие многофункционального пробозаборного зонда;
- многофункциональная карусель проб;
- наличие реакционного модуля;
- наличие охлаждающего элемента;
- высокопроизводительный миксер;
- высококачественный ионселективный модуль;
- простой интерфейс, который понятен любому оператору.