

Биохимический анализатор Mindray BS-480

РЗН 2015/3441

автоматический, напольный, система закрытая, 400 тестов в час, длина волны 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм, считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	закрытая
Производительность	400 тестов в час
Характеристика производительности	240 тестов ISE в час
Произвольный доступ	Да
Методы измерения	двухволновые методы / кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм
Калибровка	линейная / мультиточечная / нелинейная

Образцы и пробы

Количество позиций для проб	90 шт.
Объем пробы	1.5-45 мкл

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ЛИС	Да

Габариты

Размер	1180×710×1150 мм
Вес	300 кг

Описание

Биохимический анализатор Mindray BS-480 является универсальной системой для малых и средних лабораторий, которые специализируются на биохимическом анализе крови. К преимуществам установки относятся скорость работы, высокая точность исследований, автоматизация действий, а также наличие внутренней системы контроля качества.