

Биохимический анализатор Mindray BS-600

РЗН 2015/3441

автоматический, напольный, система закрытая, 600 тестов в час, длина волны 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм, образцов 90 шт., считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	закрытая
Производительность	600 тестов в час
Характеристика производительности	до 240 тестов в час для ISE (K, Na, Cl)
Произвольный доступ	Да
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм
Калибровка	линейная

Образцы и пробы

Материал для исследования	моча
Количество образцов	90 шт.
Объем пробы	1.5-45 мкл

Функции

Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ЛИС	Да

Габариты

Размер	1190×1155×720 мм
--------	------------------

Вес	300 кг
-----	--------

Описание

Напольный биохимический анализатор произвольного доступа Mindray BS-600 с фотометрированием в автоматически промываемых реакционных кюветах. Для получения точных результатов обеспечено снижение перекрестного загрязнения до 0.05%.