

Биохимический анализатор Ortho Vitros 350

ФСЗ 2011/11198

автоматический, напольный, система закрытая, 300 тестов в час, образцов 40 шт., считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

Ortho-Clinical Diagnostics Inc, США



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	закрытая
Производительность	300 тестов в час
Методы измерения	колориметрия / потенциометрический

Образцы и пробы

Материал для исследования	моча / плазма / спинномозговая жидкость / сыворотка
Количество образцов	40 шт.
Объем пробы	5-11 мкл

Функции

Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ЛИС	Да

Габариты

Размер	1150×1200×710 мм
Вес	272 кг

Описание

Автоматический биохимический анализатор Витрос 350 на основе технологии MicroSlide™ - многослойной пленочной технологии. Предназначен для работы в средних биохимических лабораториях.