

Биохимический анализатор PZ CORMAY ACCENT 200

РЗН 2016/5027

автоматический, настольный, система открытая, 200 тестов в час, длина волны 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670, 700 (опция), 800 (опция) нм, образцов 40 шт.

PZ CORMAY S.A., Польша



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	200 тестов в час
Методы измерения	кинетика / двухточечная кинетика / конечная точка
Длина волны	340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670, 700 (опция), 800 (опция) нм

Образцы и пробы

Количество образцов	40 шт.
Объем пробы	2-45 мкл

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Принтер	Да

Габариты

Размер	740×680×1030 мм
Вес	130 кг

Описание

Автоматический биохимический анализатор PZ CORMAY ACCENT 200 предназначен для проведения биохимических исследований в лабораториях со средней проходимостью.