

Биохимический анализатор PZ CORMAY ACCENT 300

РЗН 2016/5027

автоматический, напольный, система открытая, 300 тестов в час, длина волны 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670, 700 нм, образцов 60 шт.

PZ CORMAY S.A., Польша



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	открытая
Производительность	300 тестов в час
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670, 700 нм

Образцы и пробы

Количество образцов	60 шт.
Объем пробы	2-45 мкл

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Принтер	Да

Габариты

Размер	1500×1740×680 мм
Вес	350 кг

Описание

Автоматический биохимический анализатор PZ CORMAY ACCENT 300 предназначен для проведения биохимических исследований в лабораториях со средней проходимостью. Анализатор управляется с внешнего

компьютера при помощи программы, работающей в операционной среде Windows XP. Программа полностью русифицирована и адаптирована к российским требованиям.

Характеристики:

- количество тестов на борту: 50 монореагентных или 25 буреагентных;
- типы измеряемых методов: конечная точка, фиксированное время или кинетика. Все методы могут измеряться на одной или двух длинах волн;
- станция внешней и внутренней промывки дозаторов;
- автоматическое предварительное разведение и постразведение проб до 150 раз;
- детекция уровня жидкостей и контроль за их расходом;
- оптимизация последовательности проведения тестов;
- объем образца: 2-45 мкл, с точностью 0.1 мкл;
- количество образцов: 60 позиций, (до 5 виртуальных дисков в программе, 300 позиций);
- объем реагента: 10-450 мкл с точностью 1 мкл;
- количество реагентов на борту: 50 позиций (до 2 виртуальных дисков в программе);
- объем реакционной смеси: 150-500 мкл;
- источник света: галогеновая лампа 12 В;
- диапазон измерения: 0.1- 4.0 Абс.