

Биохимический анализатор PZ CORMAY MULTI+

ФСЗ 2012/13137

полуавтоматический, настольный, система открытая,
длина волны 330-800 нм

PZ CORMAY S.A., Польша



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Методы измерения	бихроматический / монохроматический / кинетика / двухточечная кинетика / конечная точка
Длина волны	330-800 нм

Функции

Дисплей	жидкокристаллический сенсорный
Система охлаждения реагентов	Да
Принтер	Да

Габариты

Размер	370×284×318 мм
Вес	10 кг

Описание

MULTI + простой в эксплуатации полуавтоматический биохимический анализатор, предназначенный для малых и средних лабораторий. Экономное использование реагентов и небольшая себестоимость анализа.

Основные характеристики:

- открытая система, которая легко настраивается под пользователя;
- простая в использовании операционная система Windows с большим сенсорным экраном;
- значительный объем памяти для хранения данных, USB-порт для их передачи;

- неограниченные возможности оптической системы⁴
- возможность регулировки длины волны в диапазоне испытаний с шагом 1 нм;
- источник света: галогеновая вольфрамовая лампа;
- тип монохроматора: дифракционная решетка;
- точность измерения абсорбции: 0.0001 абс (внутренний расчет) и 0.001 абс (вывод на дисплей)
- питание: 110/220 В, 50 ГЦ/60 ГЦ, 80 Вт.