

Биохимический анализатор RANDOX Rx Imola

РЗН 2015/2506

автоматический, напольный, система закрытая, 400 тестов в час, длина волны 340, 380, 405, 450, 505, 546, 570, 600, 700, 750, 800 нм, образцов 72 шт., считывание штрих-кода

Randox Laboratories Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	закрытая
Производительность	400 тестов в час
Характеристика производительности	до 240 ионеселективных тестов в час с ISE
Методы измерения	бихроматический / дифференциальный режим / кинетика / двухточечная кинетика / конечная точка / турбидиметрический анализ
Длина волны	340, 380, 405, 450, 505, 546, 570, 600, 700, 750, 800 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / моча / плазма / спинномозговая жидкость / супернатант / сыворотка
Количество образцов	72 шт.
Объем пробы	2 мкл

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Считывание штрих-кода	Да

Габариты

Размер	1050x750x1145 мм
--------	------------------

Вес

150 кг

Описание

Автоматический биохимический анализатор Rx Имола - предназначен для проведения биохимических фотометрических и ионеселективных исследований в лабораториях с большой проходимостью.

Характеристики:

- возможность добавления срочных образцов;
- реагентная карусель: 60 охлаждаемых позиций;
- карусель образцов: 72 позиций для образцов, 20 позиций для контролей и калибраторов;
- перемешивание: пятискоростная лопастная мешалка;
- 12 оптических фильтров;
- термоконтроль: для кювет и реакционной смеси 37 °С;
- управление: внешний персональный компьютер с монитором;
- расход воды: максимальный 18 литров в час.