

Биохимический анализатор RANDOX Rx Monza

ФСЗ 2010/06300

полуавтоматический, настольный, система открытая,
60 тестов в час, длина волны 340, 415, 510, 546, 578,
600, 660, 700 нм

Randox Laboratories Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	60 тестов в час
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время / фотометрический
Длина волны	340, 415, 510, 546, 578, 600, 660, 700 нм

Образцы и пробы

Объем пробы	-10 мкл
-------------	---------

Функции

Дисплей	монохромный с подсветкой, изменяемый угол наклона
Принтер	Да

Габариты

Размер	280×450×410 мм
Вес	12 кг

Описание

Полуавтоматический биохимический анализатор Rx Monza предназначен для проведения биохимических и коагулометрических исследований в лабораториях с небольшой проходимостью. Имеется возможность проведения при необходимости экстренных исследований. Требуемое для производства анализов количество

реагента сведено к минимуму. Анализатор настольной модификации обладает эргономичной конструкцией и современным программным обеспечением.