

Биохимический анализатор Rayto Chemray 240

ФСЗ 2010/08313

полуавтоматический, настольный, система открытая,
240 тестов в час, длина волны 340, 405, 450, 510, 546,
578, 630, 670 нм, образцов 40 шт., подключение к ЛИС

Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	240 тестов в час
Произвольный доступ	Да
Методы измерения	бихроматический / кинетика / двухточечная кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 нм
Калибровка	линейная / нелинейная

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / моча / плазма / сыворотка
Количество образцов	40 шт.
Объем пробы	3-45 мкл

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Подключение к ЛИС	Да

Габариты

Размер	800×600×650 мм
Вес	80 кг

Описание

Анализатор Chemray 240 представляет собой компактную настольную модель лабораторного оборудования для биохимических исследований и рассчитан для использования в лабораториях с большой и средней нагрузкой.

Аппарат отличается экономичностью и требует минимального технического обслуживания. Управление процессом лабораторного исследования проводится при помощи компьютера со специализированным программным обеспечением, которое ориентировано на пользователя и представляет данные в графической форме. Аппарат имеет автоматическую десяти шаговую промывочную систему.

Требования к сети электропитания: 220 В AC 50/60 Гц.

Расход воды: 2.5 литров в час.

Источник света: галогеновая лампа 12В 20 Вт.