

Биохимический анализатор Roche Cobas c 111

ФСЗ 2007/00477

автоматический, настольный, система закрытая, 60 тестов в час, длина волны 340, 378, 409, 449, 480, 512, 520, 552, 583, 629, 652, 659 нм, образцов 8 шт., подключение к ЛИС

Roche Diagnostics GmbH, Германия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	закрытая
Производительность	60 тестов в час
Произвольный доступ	Да
Длина волны	340, 378, 409, 449, 480, 512, 520, 552, 583, 629, 652, 659 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / моча / плазма / сыворотка
Количество образцов	8 шт.
Объем пробы	2-16.5 мкл

Реагенты и комплектующие

Реагенты

Функции

Дисплей	цветной touchscreen
Система охлаждения реагентов	Да
Принтер	Да

Подключение к ЛИС

Да

Габариты

Размер

720×550×480 мм

Вес

35 кг

Описание

Биохимический анализатор Cobas c 111 - рассчитан на среднюю нагрузку 30 проб в день. Предназначен для работы в лабораториях больниц и экспресс-лабораториях отделений реанимации и интенсивной терапии. Потребление дистиллированной воды: до 2 л в день.