


Биохимический анализатор Roche Cobas Integra 400 plus

ФСЗ 2012/11531

автоматический, настольный, система открытая, 400 тестов в час, длина волны 340-800 нм

Roche Diagnostics GmbH, Германия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	400 тестов в час
Произвольный доступ	Да
Методы измерения	турбидиметрический анализ / фотометрический
Параметры исследования	
Длина волны	340-800 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / моча / плазма / спинномозговая жидкость / сыворотка
Количество позиций для проб	90 шт.
Объем пробы	2-10 мкл
Пробирки	Первичные пробирки: 5-10 мл, 16×100, 16×75, 13×100, 13×75 мм; Микропробирки для анализаторов Хитачи, 500 мкл; Стандартные пробирки для анализаторов Хитачи, 1.5 мл; Пробирки для анализаторов Cobas, 650 мкл (Cobasur); Пробирки фирмы Eppendorf, 1.5 мл.

Реагенты и комплектующие

Реагенты	- cobas Integra cassette; - до 35 тестов на борту анализатора (32 охлаждаемые позиции для cobas Integra cassette и 4 ISE-теста).
----------	---

Функции

Принтер	Да
---------	----

Габариты

Размер	1350×660×750 мм
--------	-----------------

Вес	230 кг
-----	--------

Описание

Кобас ИНТЕГРА 400 Плюс - полностью автоматизированный биохимический анализатор.

Характеристики:

Система:

Селективный дискретный анализатор с возможностью постоянного доступа.

Прибор интегрирует 4 измеряющих принципа:

- абсорбционная фотометрия: ферменты и субстраты
- турбодиметрия: специфические белки, наркотики
- флуоресцентная поляриметрия: Лекарственный мониторинг
- ион-селективный модуль: натрий, калий, хлор, литий 36 тестов на борту.

Образцы:

- 90 первичных или вторичных пробирок на борту прибора.
- до 6 x 15 RD рэков на борту прибора
- охлаждаемые позиции для контролей и калибраторов
- автоматическое разведение и концентрирование образца
- считывание баркодов с помощью лазерного сканера с немедленным распознаванием срочных тестов

Реагенты на борту:

- 32 кассеты, 50-800 тестов на кассету
- до 8 рэков с 4-мя кассетами каждый на борту прибора
- автоматический сигнал о необходимости замены кассеты
- позиции для реагентов охлаждаются до 10-15°C
- стабильность на борту до 3-х месяцев, калибровка обычно требуется только один раз на каждый лот.

Типы пробирок:

- первичные пробирки: 5-10 мл, 16×100, 16×75, 13×100, 13×75 мм;
- микропробирки для анализаторов Хитачи, 500 мкл;
- стандартные пробирки для анализаторов Хитачи, 1,5 мл;
- пробирки для анализаторов Cobas, 650 мкл (Cobasur);
- пробирки фирмы Eppendorf, 1.5 мл