

Биохимический анализатор Rayto Rothen Ancora B-9000

ФСЗ 2011/10558

полуавтоматический, настольный, система открытая,
5 тестов в час, длина волны 340 нм, 405 нм, 500 нм,
546 нм, 620 + 3 позиции для дополнительных
фильтров нм



Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd., Китай

Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	5 тестов в час
Методы измерения	дихроматическая конечная точка / кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340 нм, 405 нм, 500 нм, 546 нм, 620 + 3 позиции для дополнительных фильтров нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / моча / плазма / сыворотка
Объем пробы	2 мкл

Функции

Дисплей	ЖК дисплей
Принтер	Да

Габариты

Размер	360×318×160 мм
Вес	7 кг

Описание

Биохимический анализатор полуавтоматического плана открытого типа Roche **Ancora** предназначен для выполнения биохимического анализа биологических жидкостей в рамках клинической диагностики.

В основу работы прибора положено измерения оптической плотности проб после инкубации диагностических реагентов с образцами биологических жидкостей. Основные жидкости, которые подвергаются исследованию: плазма или сыворотки крови, моча, в частности такие их составляющие, как: субстраты, ферменты, специфические белки. Анализатор позволяет проводить анализ лекарственных препаратов при наличии методик измерений.

Прибор состоит из колориметрической системы, которая включает в себя проточную кювету и термостатированную ванну, а также дисплея, клавиатуры, встроенного термопринтера, модуля управления, на котором установлено программное обеспечение, отвечающее за работу анализатора.