

Биохимический анализатор Rayto Rothen MAGNUS 5000

ФСЗ 2011/10565

автоматический, настольный, система открытая, 250 тестов в час, длина волны 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 + возможность установки 2 дополнительных светофильтров. нм

Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd., Китай



Характеристики

|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                | автоматический                                                                                    |
| Конфигурация       | настольный                                                                                        |
| Система            | открытая                                                                                          |
| Производительность | 250 тестов в час                                                                                  |
| Методы измерения   | кинетика / конечная точка / фиксированное время                                                   |
| Длина волны        | 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 + возможность установки 2 дополнительных светофильтров. нм |

Образцы и пробы

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Материал для исследования   | кровь / моча / плазма / спинномозговая жидкость / сыворотка |
| Количество позиций для проб | 40 шт.                                                      |

Функции

|         |    |
|---------|----|
| Принтер | Да |
|---------|----|

Габариты

|        |                |
|--------|----------------|
| Размер | 600×780×650 мм |
| Вес    | 140 кг         |

Описание

**Биохимический анализатор Magnus 5000** предназначается для оснащения лабораторий, выполняющих биохимические исследования и способен производить оценку содержания различных веществ в цельной крови,

плазме, сыворотке, моче, спинномозговой жидкости, раневом отделяемом и других биохимических субстанциях, а также в химических растворах.

**Особенности:**

- возможность проведения анализа анализ субстратов, энзимов, специфических белков, а также лекарственных препаратов;
- наличие автономного программного обеспечения "Rayto system";
- возможность термостатирования при температуре 25°C, 30°C, 37°C;
- существует возможность вывода результатов на внешний ПК.