

Биохимический анализатор Samsung LABGEO PT10

РЗН 2015/2339

автоматический, настольный, система закрытая, 5 тестов в час, экспресс-анализатор, считывание штрих-кода



Samsung Ltd., Южная Корея

Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	закрытая
Производительность	5 тестов в час
Экспресс-анализатор	Да
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время
Параметры исследования	АСТ, АЛТ, Щелочная фосфатаза, Гамма-ГТ, Общий билирубин, Прямой билирубин, Альбумин, Общий белок, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Креатинин, Мочевина, Альфа-Амилаза.
Калибровка	автоматическая

Образцы и пробы

Материал для исследования	плазма / сыворотка
Объем пробы	-70 мкл

Функции

Дисплей	4.3" сенсорный
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ПК	Да

Габариты

Размер	140×206×205 мм
Вес	2 кг

Описание

Биохимический экспресс-анализатор Labgeo PT10 предназначен для проведения биохимических исследований в цельной крови, плазме или сыворотке. Для проведения комплексного анализа требуется мультипараметровая тест-панель (картридж), которая подразделяется на биохимическую, базовую, печеночную, липидную, что позволяет диагностировать широкий спектр заболеваний. Система может быть установлена в экспресс-лаборатории реанимаций, кабинете врача, мобильных лабораториях, санаториях, лабораториях больниц, частных клиниках и ветеринарных клиниках.

Особенности:

- возможность определения до 9 показателей по 1 пациенту всего за 7 минут;
- полностью автоматизированная процедура измерения;
- отсутствие необходимости в центрифугировании пробы;
- возможность измерения капиллярной крови;
- интуитивно понятный интерфейс пользователя;
- простое внесение образца и простая процедура измерения;
- возможность автоматической калибровки путем считывания анализатором штрих-кода каждой новой тест-панели;
- не требуется предварительная подготовка реагентов.